

Chairside Maschinen

Worin bestehen die Unterschiede?



CORiTEC one



CORiTEC one+

Anzahl Achsen	4	5
Anzahl Werkzeugplätze	6	10
Spindelleistung / max. Drehzahl	750 Watt / 100.000 U/min	
Schnellspannsystem (manuell)	✓	✓
Trockenbearbeitung	✓*	✓*
Nassbearbeitung	✓	✓
Rohlingbearbeitung 98 mm	-	✓
Blockbearbeitung (CAD/CAM-Blöcke)	✓	✓
Premilled Abutments	✓	✓
Steuer-PC	integriert	integriert
10,1" HD Touch-Screen	✓	✓
Integrierter Kühlmitteltank	integriert	integriert
LED-Statusleiste	✓	✓
Autokalibrierungsset	✓**	✓**
Druckluft	keine externe Druckluft erforderlich	keine externe Druckluft erforderlich
Spannzange	3 mm Edelstahl	3 mm Edelstahl
C-Clamp-Bearbeitung (optional)	-	✓
Integration in exocad® Chairside Workflow	✓	✓
Drehbearbeitung (Universalhalter erforderlich)	-	✓

Chairside Maschinen

Adapter



CORiTEC one



CORiTEC one+

98 mm Rohlinghalter	-	inklusive
Universalhalter für Glaskeramik und vorgefräste Abutments	inklusive	inklusive
6-facher Glaskeramikhalter (für 98 mm Rohlinghalter)	-	inklusive
C-Clamp Rohlinghalter	-	als Zubehör erhältlich
Nt-Trading 6-fach-Halter premilled Abutment inkl. Wechselleisten	-	als Zubehör erhältlich
Medentika 6-fach-Halter premilled Abutment inkl. Wechselleisten	-	als Zubehör erhältlich
DESS 6-fach-Halter premilled Abutment inkl. Wechselleisten	-	als Zubehör erhältlich
Zfx 6-fach-Halter premilled Abutment inkl. Wechselleisten	-	als Zubehör erhältlich
Glaskeramikadapter für Universalhalter	inklusive	inklusive
Nt-trading-Adapter für Universalhalter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Medentika-Adapter für Universalhalter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
DESS-Adapter für Universalhalter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich
Zfx-Adapter für Universalhalter	als Zubehör erhältlich	als Zubehör erhältlich